

Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22403-1K	2024-08-02
Low	22403-11	2024-08-02
Normal	22403-12	2024-08-02
High	22403-13	2024-08-06

Open vial stability 14 days ¹

MEDONIC		CONTROL	L
Medonic M-series/M32		LOT	22403-11
		Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2.26	0.12
MCV	fL	68.1	5.0
RDW	%	14.6	4.0
Hct	%	15.4	2.5
Plt	10 ⁹ /L	78	15
MPV	fL	11.6	1.5
WBC	10 ⁹ /L	3.3	0.3
Hgb	g/dL	5.7	0.3
MCH	pg	25.2	1.5
MCHC	g/dL	37.0	3.0
Lymph#	10 ⁹ /L	1.5	0.4
Mid#	10 ⁹ /L	0.2	0.3
Gran#	10 ⁹ /L	1.6	0.8
Lymph	%	45.9	7.0
Mid	%	5.0	5.0
Gran	%	49.1	7.0

CONTROL	N	
LOT	22403-12	
	Mean ²	± Range ³
	4.17	0.18
	84.5	5.0
	13.8	4.0
	35.2	3.0
	232	30
	12.0	1.5
	8.4	0.6
	12.4	0.4
	29.7	2.5
	35.2	3.0
	3.9	0.6
	0.5	0.5
	4.0	1.0
	47.0	5.0
	5.4	5.0
	47.6	5.0

CONTROL	H	
LOT	22403-13	
	Mean ²	± Range ³
	5.09	0.22
	93.5	5.0
	13.6	4.0
	47.6	3.5
	512	60
	12.0	1.5
	20.8	1.8
	16.2	0.5
	31.8	1.5
	34.0	3.0
	12.8	1.5
	1.0	1.0
	7.0	2.5
	61.5	5.0
	5.0	5.0
	33.5	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
 - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
 - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
 - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
 - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
 - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
 - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
 - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
 - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
 - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
 - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
 - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
 - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
 - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
 - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
 - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
 - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
 - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
 - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
 - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
 - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
 - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
 - Sredstvo
 - Průměr
 - Middelværdi
 - Keskmine
 - Moyenne
 - Mittelwert
 - Μέση
 - Media
 - Nozīmē
 - Vidurkis
 - Middelverdi
 - Średnia
 - Média
 - Medie
 - Среднее
 - Srednja vrednost
 - Priemer
 - Povprečno
 - Media
 - Medelvärde
 - Ortalama

- 3
- Обхват
 - Raspon
 - Rozsah
 - Område
 - Vahemik
 - Intervalle
 - Bereich
 - Αναμενόμενο εύρος α
 - Intervallo
 - Diapazons
 - Intervalas
 - Område
 - Zakres
 - Intervalo
 - Interval
 - диапазон
 - Opseg
 - Rozsah
 - Območje
 - Intervall
 - Aralıqı

For Medonic M-series / M32 with barcode reader



























M-Series:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

M32:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.:	M-series	Instr.:	M-series	Instr.:	M-series
Lot:	22403-11	Lot:	22403-12	Lot:	22403-13
Prod.:	Con-Diff Low	Prod.:	Con-Diff Norm	Prod.:	Con-Diff High
ID:	2240311+	ID:	2240312+	ID:	2240313+
Exp.:	2-Aug-2024	Exp.:	2-Aug-2024	Exp.:	6-Aug-2024

1:	 Bou l e C B A V 2	 Bou l e C B A V 2	 Bou l e C B A V 2
2:	 2240311+	 2240312+	 2240313+
3:	 24080200001153030000	 24080200002153030000	 24080600003153030000
4:	 10004031100000000000	 10004031200000000000	 10004031200000000000
5:	 22612681500570315425	 41718845501240435230	 50922935501620547635
6:	 07815116152521537030	 23230120152971535230	 51260120153181534030
7:	 03303015040020301608	 08406039060050504010	 20818128150101007025
8:	 14640459700505049170	 13840470500545047650	 13640615500505033550
9:	 11118621069460641554	 11111889872548089084	 11111167622420831496

Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22403-1K	2024-08-02
Low	22403-11	2024-08-02
Normal	22403-12	2024-08-02
High	22403-13	2024-08-06

Open vial stability 14 days ¹

SWELAB

CONTROL		L	
LOT		22403-11	
Swelab Alfa/Alfa Plus		Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2.29	0.12
MCV	fL	69.5	5.0
RDW	%	14.3	4.0
Hct	%	15.9	2.5
Plt	10 ⁹ /L	78	15
MPV	fL	12.7	1.5
WBC	10 ⁹ /L	3.3	0.3
Hgb	g/dL	5.8	0.3
MCH	pg	25.3	1.5
MCHC	g/dL	36.5	3.0
Lymph#	10 ⁹ /L	1.6	0.4
Mid#	10 ⁹ /L	0.1	0.3
Gran#	10 ⁹ /L	1.6	0.8
Lymph	%	48.3	7.0
Mid	%	3.3	5.0
Gran	%	48.4	7.0

CONTROL		N	
LOT		22403-12	
		Mean ²	± Range ³
		4.19	0.18
		85.5	5.0
		12.7	4.0
		35.8	3.0
		231	30
		13.0	1.5
		8.4	0.6
		12.5	0.4
		29.8	1.5
		34.9	3.0
		4.2	0.6
		0.3	0.5
		3.9	1.0
		49.9	5.0
		3.3	5.0
		46.8	5.0

CONTROL		H	
LOT		22403-13	
		Mean ²	± Range ³
		5.12	0.22
		94.7	5.0
		12.6	4.0
		48.5	3.5
		525	60
		13.1	1.5
		20.7	1.8
		16.4	0.5
		32.0	1.5
		33.8	3.0
		13.4	1.5
		0.6	1.0
		6.7	2.5
		64.6	5.0
		2.8	5.0
		32.6	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
 - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
 - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
 - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
 - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
 - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
 - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
 - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
 - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
 - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
 - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
 - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
 - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
 - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
 - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
 - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
 - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
 - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
 - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
 - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
 - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
 - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
 - Sredstvo
 - Průměr
 - Middelverdi
 - Keskmine
 - Moyenne
 - Mittelwert
 - Μέση
 - Media
 - Nozīmē
 - Vidurkis
 - Middelverdi
 - Średnia
 - Média
 - Medie
 - Среднее
 - Srednja vrednost
 - Priemer
 - Povprečno
 - Media
 - Medelvärde
 - Ortalama

- 3
- Обхват
 - Rasjon
 - Rozsah
 - Område
 - Vahemik
 - Intervalle
 - Bereich
 - Αναμενόμενο εύρος α
 - Intervallo
 - Diapazons
 - Intervalas
 - Område
 - Zakres
 - Intervalo
 - Interval
 - диапазон
 - Orseg
 - Rozsah
 - Območje
 - Intervalo
 - Intervall
 - Aralığı

For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22403-11
Prod.: Con-Diff Low
ID: 2240311+
Exp.: 2-Aug-2024

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22403-12
Prod.: Con-Diff Norm
ID: 2240312+
Exp.: 2-Aug-2024

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22403-13
Prod.: Con-Diff High
ID: 2240313+
Exp.: 6-Aug-2024

