

Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Open vial stability 14 days ¹

Control	Lot	
Tri-Level	22404-1K	2024-08-29
Low	22404-11	2024-08-29
Normal	22404-12	2024-08-29
High	22404-13	2024-09-02

MEDONIC

CONTROL		L	
LOT		22404-11	
Medonic M-series/M32	Mean ²	± Range ³	
RBC	10 ¹² /L	2.21	0.12
MCV	fL	67.5	5.0
RDW	%	14.4	4.0
Hct	%	14.9	2.5
Plt	10 ⁹ /L	84	15
MPV	fL	11.6	1.5
WBC	10 ⁹ /L	3.3	0.3
Hgb	g/dL	5.6	0.3
MCH	pg	25.3	1.5
MCHC	g/dL	37.6	3.0
Lymph#	10 ⁹ /L	1.5	0.4
Mid#	10 ⁹ /L	0.2	0.3
Gran#	10 ⁹ /L	1.6	0.8
Lymph	%	45.0	7.0
Mid	%	5.8	5.0
Gran	%	49.2	7.0

CONTROL		N	
LOT		22404-12	
	Mean ²	± Range ³	
	4.19	0.18	
	81.3	5.0	
	14.8	4.0	
	34.1	3.0	
	229	30	
	12.0	1.5	
	8.2	0.6	
	11.9	0.4	
	28.4	1.5	
	34.9	3.0	
	3.7	0.6	
	0.6	0.5	
	3.9	1.0	
	44.8	5.0	
	7.6	5.0	
	47.6	5.0	

CONTROL		H	
LOT		22404-13	
	Mean ²	± Range ³	
	5.11	0.22	
	92.9	5.0	
	14.1	4.0	
	47.5	3.5	
	517	60	
	12.0	1.5	
	20.5	1.8	
	16.2	0.5	
	31.7	1.5	
	34.1	3.0	
	12.4	1.5	
	1.2	1.0	
	6.9	2.5	
	60.5	5.0	
	5.7	5.0	
	33.8	5.0	

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
 - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dni (hr)
 - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
 - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
 - et Stabiilsus avatud viaalis 14 päevade (et)
 - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
 - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
 - el Διατήρηση δείγματος μετά την αεροσφράγιση 14 ημέρα (el)
 - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
 - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
 - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
 - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
 - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
 - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
 - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
 - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
 - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
 - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
 - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
 - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
 - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
 - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
 - Sredstvo
 - Průměr
 - Middelværdi
 - Keskmine
 - Moyenne
 - Mittelwert
 - Μέση
 - Media
 - Nozīmē
 - Vidurkis
 - Middelverdi
 - Šrednia
 - Média
 - Medie
 - Среднее
 - Srednja vrednost
 - Priemer
 - Povprečno
 - Media
 - Medelvärde
 - Ortalama

- 3
- Обхват
 - Raspon
 - Rozsah
 - Område
 - Vahemik
 - Intervalle
 - Bereich
 - Αναμενόμενο εύρος α
 - Intervallo
 - Diapazons
 - Intervalas
 - Område
 - Zakres
 - Intervalo
 - Interval
 - диапазон
 - Opseg
 - Rozsah
 - Območje
 - Intervalo
 - Intervall
 - Aralığı

For Medonic M-series / M32 with barcode reader









M-Series:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

M32:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.:	M-series	Instr.:	M-series	Instr.:	M-series
Lot:	22404-11	Lot:	22404-12	Lot:	22404-13
Prod.:	Con-Diff Low	Prod.:	Con-Diff Norm	Prod.:	Con-Diff High
ID:	2240411+	ID:	2240412+	ID:	2240413+
Exp.:	29-Aug-2024	Exp.:	29-Aug-2024	Exp.:	2-Sep-2024

1:	 Bou l e C B A V 2	 Bou l e C B A V 2	 Bou l e C B A V 2
2:	 2240411+	 2240412+	 2240413+
3:	 24082900001153030000	 24082900002153030000	 24090200003153030000
4:	 10004030800000000000	 10004030000000000000	 10004030800000000000
5:	 22112675500560314925	 41918813501190434130	 51122929501620547535
6:	 08415116152531537630	 22930120152841534930	 51760120153171534130
7:	 03303015040020301608	 08206037060060503910	 20518124150121006925
8:	 14440450700585049270	 14840448500765047650	 14140605500575033850
9:	 11117317337558331174	 11111312030812249474	 11112465960227665154

Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Open vial stability 14 days ¹

Control	Lot	
Tri-Level	22404-1K	2024-08-29
Low	22404-11	2024-08-29
Normal	22404-12	2024-08-29
High	22404-13	2024-09-02

SWELAB		CONTROL	L
Swelab Alfa/Alfa Plus		LOT	22404-11
		Mean	± Range
RBC	10 ¹² /L	2.21	0.12
MCV	fL	68.5	5.0
RDW	%	13.9	4.0
Hct	%	15.1	2.5
Plt	10 ⁹ /L	85	15
MPV	fL	12.6	1.5
WBC	10 ⁹ /L	3.3	0.3
Hgb	g/dL	5.6	0.3
MCH	pg	25.3	1.5
MCHC	g/dL	37.1	3.0
Lymph#	10 ⁹ /L	1.6	0.4
Mid#	10 ⁹ /L	0.1	0.3
Gran#	10 ⁹ /L	1.6	0.8
Lymph	%	48.3	7.0
Mid	%	4.0	5.0
Gran	%	47.7	7.0

CONTROL	N
LOT	22404-12
Mean	± Range
4.20	0.18
82.0	5.0
13.9	4.0
34.4	3.0
234	30
12.9	1.5
8.2	0.6
11.9	0.4
28.3	1.5
34.6	3.0
4.0	0.6
0.4	0.5
3.8	1.0
49.0	5.0
4.7	5.0
46.3	5.0

CONTROL	H
LOT	22404-13
Mean	± Range
5.08	0.22
93.6	5.0
13.1	4.0
47.5	3.5
535	60
13.1	1.5
20.4	1.8
16.1	0.5
31.7	1.5
33.9	3.0
13.0	1.5
0.7	1.0
6.7	2.5
63.8	5.0
3.5	5.0
32.7	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
 - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dni (hr)
 - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
 - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
 - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
 - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
 - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
 - el Σταθιρότητα δείγματος μετά την αλσοφράγιση 14 ημέρα (el)
 - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
 - lv Atvērt flakonū stabilitāti 14 dienas (lv)
 - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
 - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
 - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
 - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
 - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
 - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
 - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
 - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
 - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
 - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
 - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
 - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
 - Sredstvo
 - Průměr
 - Middelværdi
 - Keskmine
 - Moyenne
 - Mittelwert
 - Μέση
 - Media
 - Nozīmē
 - Vidurkis
 - Middelverdi
 - Średnia
 - Média
 - Medie
 - Среднее
 - Srednja vrednost
 - Priemer
 - Povprečno
 - Media
 - Medelvärde
 - Ortalama

- 3
- Обхват
 - Raspon
 - Rozsah
 - Område
 - Vahemik
 - Intervalle
 - Bereich
 - Αναμενόμενο εύρος α
 - Intervallo
 - Diapazons
 - Intervalas
 - Område
 - Zakres
 - Intervalo
 - Interval
 - диапазон
 - Opseg
 - Rozsah
 - Območje
 - Intervalo
 - Intervall
 - Aralığı

For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22404-11
Prod.: Con-Diff Low
ID: 2240411+
Exp.: 29-Aug-2024

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22404-12
Prod.: Con-Diff Norm
ID: 2240412+
Exp.: 29-Aug-2024

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22404-13
Prod.: Con-Diff High
ID: 2240413+
Exp.: 2-Sep-2024

