

# Instruções de utilização

## Agente de limpeza Boule Hypochlorite (4%) Cleaner

### Utilização prevista

O agente de limpeza Boule Hypochlorite (4%) Cleaner de 100 ml destina-se a ser utilizado com o sistema do equipamento Quintus, como indicado abaixo, para a limpeza corretiva e preventiva das entradas e tubagens em contacto com o sangue (proteínas).

**IVD**

### Resumo e princípios

O agente de limpeza Boule Hypochlorite (4%) Cleaner é um agente de limpeza que contém hipoclorito numa solução estabilizada com surfactantes adicionados. O hipoclorito e os surfactantes dissolverão a proteína e coágulos incluindo os que são anexados às superfícies que facilitam a remoção durante o enxaguamento. O agente de limpeza tem a capacidade de atuar como desinfetante, reduzindo significativamente o número de microrganismos viáveis. A utilização desta solução de limpeza em intervalos regulares indicados garantirá contagens de resíduos de fundo baixa (PLT) e um período de tempo mais longo entre falhas.

### Armazenamento e estabilidade

O agente de limpeza Boule Hypochlorite (4%) Cleaner pode ser transportado à temperatura ambiente (evitar o congelamento e permitir a adaptação à temperatura ambiente antes de o utilizar). O armazenamento prolongado acima de 30 °C pode resultar numa menor ação de limpeza e desinfecção do produto devido à degradação do hipoclorito. Armazenar sempre os frascos na posição vertical para evitar qualquer fuga da tampa. O agente de limpeza é estável pelo menos até à data de validade indicada na etiqueta quando armazenado a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C.

### Instruções de utilização


Encontra uma descrição detalhada da utilização do agente de limpeza Boule Hypochlorite (4%) Cleaner no Manual do utilizador do equipamento Quintus em 9.1 Limpeza diária

**Nota!** Deve encher-se um frasco com, pelo menos, 3 ml de agente de limpeza que caiba no rotor da amostras.



### Precauções

- Para utilização de diagnóstico in vitro apenas nos equipamentos mencionados acima.
- Antes de utilizar, leia as fichas de dados de segurança relevantes (SDS). As fichas de dados de segurança estão disponíveis em [www.boule.com](http://www.boule.com).
- O agente de limpeza Hypochlorite (4%) Cleaner está classificado como perigoso para a saúde e o ambiente de acordo com o CLP [Regulamento (CE) n.º 1272/2008]. As etiquetas necessárias são indicadas abaixo, as informações detalhadas são apresentadas nas fichas de dados de segurança.

Pictograma de perigo	
Palavra sinalizadora	<b>Perigo</b>
Advertências de perigo	<b>H314</b> Provoca queimaduras cutâneas graves e danos oculares. <b>H410</b> Muito tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência	<b>P260</b> Não respirar gás, neblina, vapores ou spray. <b>P273</b> Evitar a libertação para o ambiente. <b>P280</b> Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular ou facial. <b>P303 + P361 + P353</b> SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar a pele com água. <b>P305+P351+P338</b> SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contacto, se existentes e se tal for fácil. Continue o enxaguamento. <b>P310</b> Ligar imediatamente para um CENTRO DE ENVENENAMENTO ou médico.
Contém	Contém: HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO ≥1 – <5% CL ATIVO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO

- O agente de limpeza deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais. Ao drenar a solução restante através do sistema de esgotos, utilizar sempre muita água. O frasco de plástico pode ser reciclado após o enxaguamento.
- A solução que passa pelo equipamento durante a limpeza será recolhida e eliminada com o lixo comum do equipamento.
- Este produto destina-se a ser utilizado conforme fornecido. A adulteração através da diluição ou adição de quaisquer materiais ao produto invalida qualquer utilização de IVD do produto.

### Incidente grave

Se ocorrer um incidente grave relacionado com o produto Boule Medical, deverá ser comunicado um aviso ao distribuidor, ao fabricante Boule e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

### Informações e serviço de assistência para encomenda

Entre em contacto com o seu representante Boule local para encomendas e apoio. Tenha o número de catálogo pronto para o caso de encomendas. Para mais assistência, entre em contacto com a Boule Medical AB pelo número de telefone +46 8 7447700, fax +46 8 7447720 ou vá a [info@boule.com](mailto:info@boule.com).

REF	Descrição	Embalagem
1504385	Boule Hypochlorite (4%) Cleaner	100 ml

