

### Kullanma amacı

Boule Hypochlorite (4%) Cleaner 100 mL, kan (protein) ile temas eden girişlerin ve hortumların düzeltici ve önleyici temizliği için aşağıda verilen Quintus cihaz sistemi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

IVD

### Özet ve ilkeler

Boule Hypochlorite (4%) Cleaner, ilave yüzey aktif maddeler ile stabilize edilmiş bir solüsyon içinde hipoklorit içeren bir temizleyicidir. Hipoklorit ve yüzey aktif maddeler, yüzeylere bağlı olanlar da dahil olmak üzere protein ve pıhtıları çözerek yıkama sırasında çıkarılmasını kolaylaştırır. Temizleyici, dezenfektan görevi görerek canlı mikroorganizma sayısını önemli ölçüde azaltma özelliğine sahiptir. Bu temizleme solüsyonunun belirtilen düzenli aralıklarla kullanılması, düşük arkaplan sayımı (PLT) ve arızalar arasında daha uzun süre olmasını sağlayacaktır.

### Depolama ve stabilite

Boule Hypochlorite (4%) Cleaner ortam sıcaklığında taşınabilir (donmasını önleyin ve kullanmadan önce oda sıcaklığına adaptasyonunu bekleyin). 30°C'nin üzerinde uzun süreli depolama, hipokloritin bozunması nedeniyle ürünün temizleme ve dezenfekte etme etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Kapaktan herhangi bir sızıntıyı önlemek için şişeleri daima dik pozisyonda saklayın. Temizleyici, 15°C ile 30°C arasındaki bir sıcaklıkta saklandığında en azından etikette gösterilen son kullanma tarihine kadar stabildir.

### Kullanım Talimatları


Boule Hypochlorite (4%) Cleaner temizleyicinin kullanımına ilişkin ayrıntılı bir açıklama Quintus cihazı Kullanım Kılavuzunda 9.1 Günlük Temizlik başlığı altında bulunabilir



**Not!** En az 3 mL temizleyici, numune rotoruna uyan bir şişeye doldurulmalıdır.

### Önlemler

- Sadece yukarıda belirtilen cihazlarda In Vitro teşhis amaçlı kullanım içindir.
- Lütfen kullanmadan önce ilgili Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) okuyun. SDS'ler [www.boule.com](http://www.boule.com) adresinde mevcuttur.
- Hipoklorit (%4) Temizleyici, CLP [Yönetmelik (EC) no 1272/2008] uyarınca sağlık ve çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Gerekli etiketleme aşağıda verilmiştir, detaylı bilgi SDS'de sunulmuştur.

Tehlike piktogramı	
Sinyal sözcüğü	<b>Tehlike</b>
Tehlike ifadeleri	<b>H314</b> Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. <b>H410</b> Sucul yaşam için son derece zehirlidir ve uzun süreli etki etkisi söz konusudur.
İhtiyati ifadeler	<b>P260</b> Gaz, buğu, buhar veya sprey solumayın. <b>P273</b> Çevreye salınmasını önleyin. <b>P280</b> Koruyucu eldiven, koruyucu giysi ve göz veya yüz koruması kullanın. <b>P303 + P361 + P353</b> CİLTLE (veya saç) teması durumunda: Kirlenmiş tüm giysileri derhal çıkarın. Cildinizi su ile yıkayın. <b>P305+P351+P338</b> GÖZLE TEMASI DURUMUNDA Birkaç dakika boyunca dikkatlice su ile yıkayın. Varsa ve çıkarması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. <b>P310</b> Derhal bir ZEHİR MERKEZİ veya doktor/hekim ile irtibata geçin.
İçindekiler	İçindekiler: SODYUM HİPOKLORİT, ÇÖZELTİ ≥ %1 ila < %5 CL AKTIF, SODYUM HİDROKSİT

- Temizleyici yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Kalan solüsyonu kanalizasyon sisteminden tahliye ederken her zaman bol su kullanın. Plastik şişe yıkandıktan sonra geri dönüştürülebilir.
- Temizlik sırasında cihazdan geçen solüsyon toplanacak ve cihazdan çıkan genel atığın bir parçası olarak bertaraf edilecektir.
- Bu ürün tedarik edildiği şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dilüsyon veya ürüne herhangi bir malzeme eklenmesi yoluyla yapılan adulterasyon, ürünün IVD kullanımını geçersiz kılar.

### Ciddi Olay

Boule Medical ürünü ile ilgili ciddi bir olay meydana gelirse distribütöre, üretici Boule'ye ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirim yapılmalıdır.

### Sipariş bilgileri ve servis

Sipariş ve destek için yerel Boule temsilcinizle iletişime geçin. Lütfen siparişler için katalog numarasını hazır bulundurun. Diğer yardımlar için Boule Medical AB ile şu yollarla iletişime geçin: telefon +46 8 7447700, faks +46 8 7447720 veya [info@boule.com](mailto:info@boule.com).

REF

1504385

Tanımlama

Boule Hypochlorite (4%) Cleaner

Paketleme

100 mL

