

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22308-1K	2024-01-04
Low	22308-11	2024-01-04
Normal	22308-12	2024-01-04
High	22308-13	2024-01-08

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

MEDONIC		CONTROL	L
Medonic M-series/M32		LOT	22308-11
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.23	0.12
MCV	fL	68.7	5.0
RDW	%	14.8	4.0
Hct	%	15.3	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	80	15
MPV	fL	10.6	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.6	0.3
Hgb	g/dL	5.7	0.3
MCH	pg	25.6	1.5
MCHC	g/dL	37.3	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.7	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.2	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.7	0.8
Lymph	%	47.7	7.0
Mid	%	5.0	5.0
Gran	%	47.3	7.0

CONTROL	N	
LOT	22308-12	
	Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
	4.15	0.18
	83.4	5.0
	14.1	4.0
	34.6	3.0
	224	30
	10.8	1.5
	8.6	0.6
	12.2	0.4
	29.4	2.5
	35.3	3.0
	4.1	0.6
	0.4	0.5
	4.1	1.0
	47.7	5.0
	5.0	5.0
	47.3	5.0

CONTROL	H	
LOT	22308-13	
	Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
	5.10	0.22
	92.8	5.0
	13.8	4.0
	47.3	3.5
	509	60
	11.0	1.5
	21.3	1.8
	16.4	0.5
	32.2	1.5
	34.7	3.0
	13.2	1.5
	1.1	1.0
	7.0	2.5
	62.2	5.0
	5.0	5.0
	32.8	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelværdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Opseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervall
  - Aralıği

# For Medonic M-series / M32 with barcode reader

**M-Series:**

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

**M32:**

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: M-series  
 Lot: 22308-11  
 Prod.: Con-Diff Low  
 ID: 2230811+  
 Exp.: 4-Jan-2024

Instr.: M-series  
 Lot: 22308-12  
 Prod.: Con-Diff Norm  
 ID: 2230812+  
 Exp.: 4-Jan-2024

Instr.: M-series  
 Lot: 22308-13  
 Prod.: Con-Diff High  
 ID: 2230813+  
 Exp.: 8-Jan-2024

