

Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Open vial stability 14 days ¹



Control	Lot	
Tri-Level	32312-5K	2024-05-03
Low	32312-51	2024-05-03
Normal	32312-52	2024-05-04
High	32312-53	2024-05-10

MEDONIC

		CONTROL	L
		LOT	32312-51
Medonic M-series/M32		Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2.22	0.12
MCV	fL	64.3	7.0
RDW	%	14.3	4.5
Hct	%	14.3	3.0
Plt	10 ⁹ /L	83	15
MPV	fL	11.4	1.5
WBC	10 ⁹ /L	3.4	0.3
Hgb	g/dL	5.4	0.3
MCH	pg	24.3	2.0
MCHC	g/dL	37.8	4.0
Lymph#	10 ⁹ /L	1.5	0.4
Mid#	10 ⁹ /L	0.2	0.3
Gran#	10 ⁹ /L	1.7	0.8
Lymph	%	45.5	7.0
Mid	%	5.0	5.0
Gran	%	49.5	7.0

		CONTROL	N
		LOT	32312-52
		Mean ²	± Range ³
		4.20	0.18
		79.9	7.0
		15.3	4.5
		33.6	3.5
		237	30
		11.4	1.5
		8.6	0.6
		11.9	0.4
		28.3	2.0
		35.4	4.0
		4.1	0.6
		0.4	0.5
		4.1	1.0
		47.7	5.0
		5.1	5.0
		47.2	5.0

		CONTROL	H
		LOT	32312-53
		Mean ²	± Range ³
		5.13	0.22
		91.5	7.0
		13.3	4.5
		46.9	4.0
		519	60
		11.8	1.5
		20.9	1.8
		16.2	0.5
		31.6	2.0
		34.5	4.0
		12.8	1.5
		1.0	1.0
		7.1	2.5
		61.2	5.0
		5.0	5.0
		33.8	5.0

1
bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
hr Stabilitnost otvorene bočice 14 dni (hr)
cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

2
Средно
Sredstvo
Průměr
Middelverdi
Keskmine
Moyenne
Mittelwert
Μέση
Media
Nozīmē
Vidurkis
Middelverdi
Średnia
Média
Medie
Среднее
Srednja vrednost
Priemer
Povprečno
Media
Medelvärde
Ortalama

3
Обхват
Raspon
Rozsah
Område
Vahemik
Intervalle
Bereich
Αναμενόμενο εύρος α
Intervallo
Diapazons
Intervalas
Område
Zakres
Intervalo
Interval
диапазон
Opseg
Rozsah
Območje
Intervalo
Intervall
Aralığı



[http://www.medonic.se/
support/download](http://www.medonic.se/support/download)

Boule
Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga,
Sweden

25122-4

For Medonic M-series / M32 with barcode reader

- M-Series:**
1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

- M32:**
1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.:	M-series	Instr.:	M-series	Instr.:	M-series
Lot:	32312-51	Lot:	32312-52	Lot:	32312-53
Prod.:	Con-Diff Low	Prod.:	Con-Diff Norm	Prod.:	Con-Diff High
ID:	3231251+	ID:	3231252+	ID:	3231253+
Exp.:	3-May-2024	Exp.:	4-May-2024	Exp.:	10-May-2024

1:	 B o u l e C B A V 2	 B o u l e C B A V 2	 B o u l e C B A V 2
2:	 3231251+	 3231252+	 3231253+
3:	 24050300001153030000	 24050400002153030000	 24051000003153030000
4:	 10004030800000000000	 10004030900000000000	 10004030800000000000
5:	 22212643700540314330	 42018799701190433635	 51322915701620546940
6:	 08315114152432037840	 23730114152832035440	 51960118153162034540
7:	 03403015040020301708	 08606041060040504110	 20918128150101007125
8:	 14345455700505049570	 15345477500515047250	 13345612500505033850
9:	 11114079230256320369	 11113250620492441057	 11114759403201085177