

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22406-1K	2024-11-01
Low	22406-11	2024-11-01
Normal	22406-12	2024-11-01
High	22406-13	2024-11-05

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

## SWELAB

		CONTROL	L
		LOT	22406-11
Swelab Alfa/Alfa Plus		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.23	0.12
MCV	fL	66.4	5.0
RDW	%	14.5	4.0
Hct	%	14.8	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	80	15
MPV	fL	12.3	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.5	0.3
Hgb	g/dL	5.5	0.3
MCH	pg	24.7	1.5
MCHC	g/dL	37.2	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.7	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.1	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.7	0.8
Lymph	%	48.5	7.0
Mid	%	4.0	5.0
Gran	%	47.5	7.0

		CONTROL	N
		LOT	22406-12
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		4.15	0.18
		82.4	5.0
		12.9	4.0
		34.2	3.0
		239	30
		12.6	1.5
		8.6	0.6
		11.9	0.4
		28.7	1.5
		34.8	3.0
		4.2	0.6
		0.4	0.5
		4.0	1.0
		48.9	5.0
		4.8	5.0
		46.3	5.0

		CONTROL	H
		LOT	22406-13
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		5.03	0.22
		94.2	5.0
		13.4	4.0
		47.4	3.5
		546	60
		12.9	1.5
		21.2	1.8
		16.1	0.5
		32.0	1.5
		34.0	3.0
		13.5	1.5
		0.7	1.0
		7.0	2.5
		63.7	5.0
		3.5	5.0
		32.8	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelværdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Media
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Orseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

## For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

### Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

### Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22406-11  
Prod.: Con-Diff Low  
ID: 2240611+  
Exp.: 1-Nov-2024

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22406-12  
Prod.: Con-Diff Norm  
ID: 2240612+  
Exp.: 1-Nov-2024

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22406-13  
Prod.: Con-Diff High  
ID: 2240613+  
Exp.: 5-Nov-2024

