

# Boule H50V

## Boule Vet-Con-5Diff Normal

**CONTROL N****LOT**

42409-12

2024-11-05

[www.boule.com](http://www.boule.com)Open vial stability: 13 days <sup>1</sup>

Parameter <sup>2</sup>	Unit <sup>3</sup>
WBC/GB (WOC)	10 <sup>9</sup> /L
WBC/GB (WIC)	10 <sup>9</sup> /L
Neu%	%
Lym%	%
Mon%	%
Eos%	%
Baso%	%
Neu#	10 <sup>9</sup> /L
Lym#	10 <sup>9</sup> /L
Mon#	10 <sup>9</sup> /L
Eos#	10 <sup>9</sup> /L
Baso#	10 <sup>9</sup> /L
RBC	10 <sup>12</sup> /L
HGB	g/dL
HCT	%
MCV	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
RDW-CV	%
PLT	10 <sup>9</sup> /L
MPV	fL

Normal	
Mean <sup>4</sup>	± Range <sup>5</sup>
7.55	1.00
7.77	1.00
66.92	8.00
21.70	8.00
8.12	5.00
2.94	6.00
0.33	10.00
5.20	0.700
1.686	0.800
0.630	0.500
0.228	0.600
0.025	0.800
4.38	0.30
13.6	0.6
34.7	3.0
79.4	5.0
31.1	2.5
39.3	3.0
15.6	3.0
250	40
8.5	3.0

**1**  
bg Трайност на отворен флакон: 13 дни  
cs Stabilita otevřené ampulky: 13 dní  
da Åben rørl stabilitet: 13 dage  
de Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage  
el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα  
es Estabilidad de la cápsula abierta: 13 días  
et Stabiilsus avatud vialis: 13 päevade arv  
fr Stabilité en flacon ouvert: 13 jour  
hr Stabilnost otvorene bočice: 13 dani  
it Stabilità della fiala aperta: 13 giorni  
lt Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dienų  
lv Atvērt flakonu stabilitāti: 13 dienas  
no Åpen rørl/glass stabilitet: 13 dager  
pl Trwałość po otwarciu fiołki: 13 Liczba dni  
pt Estabilidade após abertura do frasco: 13 dias  
ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute: 13 zile  
ru Стабильность вскрытого флакона: 13 дней  
sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní  
sl Stabilnost odprte stekleničke: 13 dni  
sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana  
sv Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar  
tr Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Параметър	Единица	Средно	Обхват
Parametr	Jednotka	Průměr	Rozsah
Parameter	Enhed	Middelværdi	Område
Parameter	Einheit	Mittelwert	Bereich
Παράμετρος	Μονάδα	Μέση	Αναμενόμενο εύρος α
Parámetro	Unidad	Media	Intervalo
Parameeter	Ühik	Keskmine	Vahemik
Paramètre	Unité	Moyenne	Intervalle
Parametar	Jedinica	Sredstvo	Raspon
Parametro	Unità	Media	Intervallo
Parametras	Vienetas	Vidurkis	Intervalas
Parametrs	Vienība	Nozīmē	Diapazons
Parameter	Enhhet	Middelverdi	Område
Kryterium	Jednostka	Średnia	Zakres
Parâmetro	Unidade	Média	Intervalo
Parametru	Unitate	Medie	Interval
Параметр	Единица измерения	Среднее	диапазон
Parameter	Jednotka	Priemer	Rozsah
Parameter	Enota	Povprečno	Območje
Parametar	Jedinica	Srednja vrednost	Opseg
Parameter	Enhhet	Medelvärde	Intervall
Parametre	Birim	Ortalama	Aralığı



