

Boule H50V

Boule Vet-Con-5Diff Normal

CONTROL N**LOT**

42411-12

2025-01-05

www.boule.comOpen vial stability: 13 days ¹

Parameter ²	Unit ³
WBC/GB (WOC)	10 ⁹ /L
WBC/GB (WIC)	10 ⁹ /L
Neu%	%
Lym%	%
Mon%	%
Eos%	%
Baso%	%
Neu#	10 ⁹ /L
Lym#	10 ⁹ /L
Mon#	10 ⁹ /L
Eos#	10 ⁹ /L
Baso#	10 ⁹ /L
RBC	10 ¹² /L
HGB	g/dL
HCT	%
MCV	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
RDW-CV	%
PLT	10 ⁹ /L
MPV	fL

Normal	Mean ⁴	± Range ⁵
	7.50	1.00
	8.05	1.00
	65.01	8.00
	22.65	8.00
	6.99	5.00
	4.75	6.00
	0.59	10.00
	5.24	0.700
	1.824	0.800
	0.562	0.500
	0.382	0.600
	0.047	0.800
	4.39	0.30
	13.5	0.6
	34.5	3.0
	78.7	5.0
	30.7	2.5
	39.1	3.0
	16.3	3.0
	285	40
	8.3	3.0

1
bg Трайност на отворен флакон: 13 дни
cs Stabilita otevřené ampulky: 13 dny
da Åben rør stabilitet: 13 dage
de Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage
el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα
es Estabilidad de la cápsula abierta: 13 dias
et Stabiilsus avatud viaalis: 13 päevade arv
fr Stabilité en flacon ouvert: 13 jour
hr Stabilnost otvorene bočice: 13 dani
it Stabilità della fiala aperta: 13 giorni
lt Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dieny
lv Atvērt flakonu stabilitāti: 13 dienas
no Åpen r r/glass stabilitet: 13 dager
pl Trwałość po otwarzeniu fiolki: 13 Liczba dni
pt Estabilidade após abertura do frasco: 13 dias
ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 13 zile
ru Стабильность вскрытого флакона: 13 дней
sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní
sl Stabilnost odprte stekleničke: 13 dni
sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana
sv Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar
tr Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün

2	3	4	5
Параметър	Единица	Средно	Обхват
Parametr	Jednotka	Průměr	Rozsah
Parameter	Enhed	Middelværdi	Område
Parameter	Einheit	Mittelwert	Bereich
Παράμετρος	Μονάδα	Μέση	Αναμενόμενο εύρος α
Parámetro	Unidad	Media	Intervalo
Parameeter	Ühik	Keskmine	Vahemik
Paramètre	Unité	Moyenne	Intervalle
Parametar	Jedinica	Sredstvo	Raspon
Parametro	Unità	Media	Intervallo
Parametras	Vienetas	Vidurkis	Intervalas
Parametrs	Vienība	Nozīmē	Diapazons
Parameter	Enhet	Middelverdi	Område
Kryterium	Jednostka	Średnia	Zakres
Parâmetro	Unidade	Média	Intervalo
Parametru	Unitate	Medie	Interval
Параметр	Единица измерения	Среднее	диапазон
Parameter	Jednotka	Priemer	Rozsah
Parameter	Enota	Povprečno	Območje
Parameter	Jedinica	Srednja vrednost	Opseg
Parameter	Enhet	Medelvärde	Intervall
Parametre	Birim	Ortalama	Aralığı

Template id: 45025-4



Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden