

Boule H50V

Boule Vet-Con-5Diff Normal

CONTROL N

LOT



42501-12

2025-03-05

www.boule.com

Open vial stability: 13 days¹

Parameter ²	Unit ³
WBC (WOC)	10 ⁹ /L
WBC (WIC)	10 ⁹ /L
Neu%	%
Lym%	%
Mon%	%
Eos%	%
Baso%	%
Neu#	10 ⁹ /L
Lym#	10 ⁹ /L
Mon#	10 ⁹ /L
Eos#	10 ⁹ /L
Baso#	10 ⁹ /L
RBC	10 ¹² /L
HGB	g/dL
HCT	%
MCV	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
RDW-CV	%
PLT	10 ⁹ /L
MPV	fL

Normal	
Mean ⁴	± Range ⁵
6.89	1.00
7.80	1.00
67.12	8.00
20.48	8.00
6.69	5.00
5.19	6.00
0.52	10.00
5.239	0.700
1.597	0.800
0.521	0.500
0.405	0.600
0.040	0.800
4.25	0.30
13.3	0.6
33.5	3.0
78.9	5.0
31.1	2.5
39.5	3.0
16.2	3.0
251	40
8.3	3.0

1
 bg Трайност на отворен флакон: 13 дни
 cs Stabilita otevřené ampulky: 13 dní
 da Aben rør stabilitet: 13 dage
 de Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage
 el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα
 es Estabilidad de la cápsula abierta: 13 días
 et Stabiilsus avatud vialis: 13 päevade arv
 fr Stabilité en flacon ouvert: 13 jour
 hr Stabilnost otvorene bočice: 13 dani
 it Stabilità della fiala aperta: 13 giorni
 lt Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dienų
 lv Atvērt flakonū stabilitāte: 13 dienas
 no Åpen rørglass stabilitet: 13 dager
 pl Trwałość po otwarciu fiołki: 13 Liczba dni
 pt Estabilidade após abertura do frasco: 13 zile
 ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 13 zile
 ru Стабильность вскрытого флакона: 13 дней
 sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní
 sl Stabilnost odprte stekleničke: 13 dni
 sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana
 sv Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar
 tr Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün

2
 Параметър
 Parametr
 Parameter
 Parameter
 Παράμετρος
 Parámetro
 Parameeter
 Paramètre
 Parametar
 Parametro
 Parametras
 Parametrs
 Parameter
 Kryterium
 Parâmetro
 Parametru
 Параметр
 Parameter
 Parameter
 Parameter
 Parameter
 Parametre

3
 Единица
 Jednotka
 Einheit
 Einheit
 Μονάδα
 Unidad
 Ühik
 Unité
 Jedinica
 Unità
 Vienetas
 Vienība
 Einheit
 Jednostka
 Unidade
 Unitate
 Единица измерения
 Jednotka
 Enota
 Jedinica
 Einheit
 Birim

4
 Средно
 Průměr
 Middelværdi
 Mittelwert
 Μέση
 Media
 Keskmine
 Moyenne
 Sredstvo
 Media
 Vidurkis
 Nozīmē
 Middelverdi
 Średnia
 Média
 Medie
 Среднее
 Priemer
 Povprečno
 Srednja vrednost
 Medelvärde
 Ortalama

5
 Обхват
 Rozsah
 Intervalo
 Bereich
 Αναμενόμενο εύρος α
 Intervalo
 Vahemik
 Intervalle
 Raspon
 Intervallo
 Intervalas
 Diapazons
 Område
 Zakres
 Intervalo
 Intervall
 диапазон
 Rozsah
 Območje
 Opseg
 Intervall
 Aralıđı

