

Boule H50V

Boule Vet-Con-5Diff Normal

CONTROL N

LOT



42503-12

2025-05-05

www.boule.com

Open vial stability: 13 days ¹

Parameter ²	Unit ³	Normal	
		Mean ⁴	± Range ⁵
WBC (WOC)	10 ⁹ /L	7.88	1.00
WBC (WIC)	10 ⁹ /L	8.55	1.00
Neu%	%	65.64	8.00
Lym%	%	22.76	8.00
Mon%	%	7.12	5.00
Eos%	%	4.08	6.00
Baso%	%	0.41	10.00
Neu#	10 ⁹ /L	5.612	0.700
Lym#	10 ⁹ /L	1.945	0.800
Mon#	10 ⁹ /L	0.608	0.500
Eos#	10 ⁹ /L	0.348	0.600
Baso#	10 ⁹ /L	0.035	0.800
RBC	10 ¹² /L	4.29	0.30
HGB	g/dL	13.3	0.6
HCT	%	34.4	3.0
MCV	fL	80.4	5.0
MCH	pg	31.0	2.5
MCHC	g/dL	38.6	3.0
RDW-CV	%	16.8	3.0
PLT	10 ⁹ /L	256	40
MPV	fL	8.2	3.0

1

bg Трайност на отворен флакон: 13 дни
 cs Stabilita otevřené ampulky: 13 dny
 da Åben rør stabilitet: 13 dage
 de Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage
 el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα
 es Estabilidad de la cápsula abierta: 13 días
 et Stabiilsus avatud viaalis: 13 päevade arv
 fr Stabilité en flacon ouvert: 13 jour
 hr Stabilitnost otvorene bočice: 13 dani
 it Stabilità della fiala aperta: 13 giorni
 lt Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dieny
 lv Atvērt flakonu stabilitāti: 13 dienas
 no Åpen rør/glass stabilitet: 13 dager
 pl Trwałość po otwarciu fiołki: 13 Liczba dni
 pt Estabilidade após abertura do frasco: 13 dias
 ro Termenul de valabilitate al fioleii desfăcută: 13 zile
 ru Стабильность вскрытого флакона: 13 дней
 sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní
 sl Stabilitnost odprte stekleničke: 13 dni
 sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana
 sv Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar
 tr Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün

2

Параметър
 Parametr
 Parameter
 Parameter
 Παράμετρος
 Parámetro
 Parameeter
 Paramètre
 Parametar
 Parametro
 Parametras
 Parametrs
 Parameter
 Kryterium
 Parâmetro
 Parametru
 Параметр
 Parameter
 Parameter
 Parameter
 Parameter
 Parametar
 Parametre

3

Единица
 Jednotka
 Einheit
 Einheit
 Monáda
 Unidad
 Ühik
 Unité
 Jedinica
 Unità
 Vienetas
 Vienība
 Einheit
 Jednostka
 Unidade
 Unitate
 Единица измерения
 Jednotka
 Enota
 Jedinica
 Einheit
 Birim

4

Средно
 Průměr
 Mittelværdi
 Mittelwert
 Μέση
 Media
 Keskmine
 Moyenne
 Sredstvo
 Media
 Vidurkis
 Nozīmē
 Mittelverdi
 Średnia
 Média
 Medie
 Среднее
 Priemer
 Povprečno
 Srednja vrednost
 Medelvärde
 Ortalama

5

Обхват
 Rozsah
 Område
 Bereich
 Αναμενόμενο εύρος α
 Intervalo
 Vahemik
 Intervalle
 Raspon
 Intervallo
 Intervalas
 Diapazons
 Område
 Zakres
 Intervalo
 Interval
 диапазон
 Rozsah
 Območje
 Opseg
 Intervall
 Aralıđı

Template id: 45025-5


 Boule Medical AB
 Domnarvsgatan 4
 SE-163 53 Spånga, Sweden