

A close-up photograph of a veterinarian with a beard, wearing a blue lab coat, holding a small tabby kitten. The veterinarian is looking down at the kitten with a gentle expression. The kitten is looking up at the veterinarian. The background is softly blurred, showing what appears to be a clinical setting.

Veterinärdiagnostik från Boule

Med kvalitet i fokus.

Boule erbjuder en bred produktportfölj inom veterinärmedicin med egenutvecklade hematologi-system i toppklass. Utöver våra egna svensktillverkade instrument erbjuder vi även diagnostik från andra ledande leverantörer. Vårt breda produktutbud tillsammans med integration och snabb support från vår svenska serviceorganisation gör att vi erbjuder en helhetslösning.

- 3-, 4-, 5- parts veterinär hematologi
- Avancerade och flexibla system för klinisk kemi
- Immunkemi-, urin- och blodgasanalys

Veterinärsystem

Exigo™ H400 - 4 part hematologi

- Patenterad teknik för blodanalys från en droppe blod
- Underhållsfri med inbyggt reningssystem
- Flexibel användning med reagens för 3- eller 4-part analys



H50V - 5-part hematologi

- 5-diff CBC analys på en minut
- Kompakt system med intuitiv touchskärms gränssnitt
- Flödesytometri med laser, impedans och kolorimeter teknologi



Exigo™ C200 - Klinisk kemi

- Flexibla paneler för olika kliniska behov
- Kompakt och portabelt
- Enkel provhantering, utan underhållsbehov



FujiFilm™ NX600V - Klinisk kemi

- Avancerat system för hög prestanda
- Full flexibilitet, singel-slides och paneler för upp till 24 analyser
- Användardvänlig med semi-automatisk provhantering



FujiFilm™ AU10V - immundiagnostik

- Halvautomatisk provinmatning
- Serum, plasma, helblod T4, TSH, COR, BA, PRG, SAA
- Underhållsfri



epoc® - Blodgasdiagnostik

- Portabelt och underhållsfritt
- Ett testkort, 17 parametrar, bl.a. CREA
- Testkort förvaras i rumstemperatur



Zafena Simple Simon® UA Vet Plus - Urinanalys

- Instrumentell analys av hund- och katturin
- Resultat inom 1 minut
- 13 parametrar



Uricult® VET - Bakterietest

- Referensintervall för olika djurslag och typer av provtagning
- Kan förvaras i rumstemperatur
- Svar inom 16-24 timmar



Cultura® M - Värmeskåp

- Tåligt och tillförlitligt
- Lättplacerat
- 25°C till 45°C



G-pet PLUS+ - Blodsockermätning

- Liten provvolym, 0,7 µL
- Svar inom 5 sekunder
- Mätområde 1,1 till 33,3 mmol/l



boule.com

Exigo är ett varumärke ägt av Boule Medical AB. FujiFilm är ett varumärke ägt av FUJIFILM Corporation. Uricult Vet och Cultura M är registrerade varumärken ägt av Orion Diagnostica Finland. epoc är ett registrerat varumärke ägt av Siemens Healthcare Diagnostics inc. Zafena Simple Simon är ett registrerat varumärke ägt av Zafena.

© 2019-2023 Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga
BP30129-7_SE 04/2023

