

Boule H50V

Boule Vet-Cal-5Diff

CAL

LOT



42501-12

2025-03-05

Open vial stability: 4 days ¹



www.boule.com

Parameter ²	WBC 10 ⁹ /L	WBC (WOC) 10 ⁹ /L	RBC 10 ¹² /L	HGB g/dL	MCV fL	PLT 10 ⁹ /L
Mean ³ H50V	7.80	6.89	4.25	13.3	78.9	251
± Range ⁴	0.40	0.40	0.15	0.3	2.0	15

1

bg Трайност на отворен флакон: 4 дни
 cs Stabilita otevřené ampulky: 4 dny
 da Åben rør stabilitet: 4 dage
 de Stabilität geöffneter Flaschen: 4 tage
 el Διατήρηση δειγματος μετά την αποσφράγιση: 4
 es Estabilidad de la cápsula abierta: 4 días
 et Stabiilsus avatud vialis: 4 päevade arv
 fr Stabilité en flacon ouvert: 4 jour
 hr Stabilitnost otvorene bočice: 4 dani
 it Stabilità della fiala aperta: 4 giorni
 lt Stabilumas atidarius buteliuką: 4 dieny
 lv Atvērt flakonu stabilitāte: 4 dienas
 no Åpen rør/glass stabilitet: 4 dager
 pl Trwałość po otwarciu fiolek: 4 Liczba dni
 pt Estabilidade após abertura do frasco: 4 dias
 ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 4 zi
 ru Стабильность вскрытого флакона: 4 дней
 sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 4 dní
 sl Stabilitnost odprte stekleničke: 4 dni
 sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 4
 sv Hållbarhet för öppnad flaska: 4 dagar
 tr Açık şişe stabilitesi gün: 4 gün

2

Параметър
 Parametr
 Parameter
 Parameter
 Μέση
 Média
 Keskmine
 Moyenne
 Sredstvo
 Media
 Vidurkis
 Nozīmē
 Middelverdi
 Średnia
 Média
 Medie
 Среднее
 Priemer
 Povprečno
 Srednja vrednost
 Medelvärde
 Ortalama
 Parametre

3

Средно
 Průměr
 Middelværdi
 Mittelwert
 Μέση
 Média
 Keskmine
 Moyenne
 Sredstvo
 Media
 Vidurkis
 Nozīmē
 Middelverdi
 Średnia
 Média
 Medie
 Среднее
 Priemer
 Povprečno
 Srednja vrednost
 Medelvärde
 Ortalama

4

Обхват
 Rozsah
 Område
 Bereich
 Αναμενόμενο εύρος α
 Intervalo
 Vahemik
 Intervalle
 Raspon
 Intervallo
 Intervalas
 Diapazons
 Område
 Zakres
 Intervalo
 Intervall
 диапазон
 Rozsah
 Območje
 Opseg
 Intervall
 Aralığı

Template id: 45012-5

 **Boule**
 Boule Medical AB
 Domnarvsgatan 4
 SE-163 53 Spånga, Sweden

