

Boule H50V

Boule Vet-Con-5Diff Normal

CONTROL

N

LOT



42509-12	2025-11-05
----------	------------

www.boule.com

Open vial stability: 13 days ¹

Parameter ²	Unit ³
WBC (WOC)	10 ⁹ /L
WBC (WIC)	10 ⁹ /L
Neu%	%
Lym%	%
Mon%	%
Eos%	%
Baso%	%
Neu#	10 ⁹ /L
Lym#	10 ⁹ /L
Mon#	10 ⁹ /L
Eos#	10 ⁹ /L
Baso#	10 ⁹ /L
RBC	10 ¹² /L
HGB	g/dL
HCT	%
MCV	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
RDW-CV	%
PLT	10 ⁹ /L
MPV	fL

Normal	
Mean ⁴	± Range ⁵
7.74	1.00
8.41	1.00
65.16	8.00
20.49	8.00
7.66	5.00
6.01	6.00
0.67	10.00
5.480	0.700
1.723	0.800
0.644	0.500
0.505	0.600
0.056	0.800
4.71	0.30
14.4	0.6
37.1	3.0
78.9	5.0
30.5	2.5
38.8	3.0
16.8	3.0
271	40
8.1	3.0

1	2	3	4	5
bg	Трайност на отворен флакон: 13 дни	Параметър	Средно	Обхват
cs	Stabilita otevřené ampulky: 13 dní	Parametr	Průměr	Rozsah
da	Åben rør stabilitet: 13 dage	Parameter	Middelværdi	Område
de	Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage	Parameter	Mittelwert	Bereich
el	Διάρθρωση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα	Παράμετρος	Μέση	Αναμενόμενο εύρος α
es	Estabilidad de la cápsula abierta: 13 días	Parámetro	Media	Intervalo
et	Stabiilsus avatud viaalis: 13 päevade arv	Parameeter	Keskmine	Vahemik
fr	Stabilité en flacon ouvert: 13 jour	Paramètre	Moyenne	Intervalle
hr	Stabilnost otvorene bočice: 13 dani	Parametar	Sredstvo	Raspon
it	Stabilità della fiala aperta: 13 giorni	Parametro	Media	Intervallo
lt	Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dienų	Parametras	Vidurkis	Intervalas
lv	Atvērt flakonu stabilitāti: 13 dienas	Parametrs	Nozīmē	Diapazons
no	Åpen rør/glass stabilitet: 13 dager	Parameter	Middelverdi	Område
pl	Trwałość po otwarciu fiolek: 13 Liczba dni	Kryterium	Średnia	Zakres
pt	Estabilidade após abertura do frasco: 13 dias	Parâmetro	Média	Intervalo
ro	Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute: 13 zile	Parametru	Medie	Interval
ru	Стабильность вскрытого флакона: 13 дней	Параметр	Среднее	диапазон
sk	Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní	Parameter	Priemer	Rozsah
sl	Stabilnost odprte stekleničke: 13 dni	Parameter	Povprečno	Območje
sr	Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana	Parametar	Srednja vrednost	Opseg
sv	Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar	Parameter	Medelvärde	Intervall
tr	Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün	Parametre	Ortalama	Aralığı