

# Boule H50V

## Boule Vet-Con-5Diff Normal

CONTROL N

LOT



42607-12

2026-09-05

[www.boule.com](http://www.boule.com)

Open vial stability: 13 days <sup>1</sup>

Parameter <sup>2</sup>	Unit <sup>3</sup>
WBC (WOC)	10 <sup>9</sup> /L
WBC (WIC)	10 <sup>9</sup> /L
Neu%	%
Lym%	%
Mon%	%
Eos%	%
Baso%	%
Neu#	10 <sup>9</sup> /L
Lym#	10 <sup>9</sup> /L
Mon#	10 <sup>9</sup> /L
Eos#	10 <sup>9</sup> /L
Baso#	10 <sup>9</sup> /L
RBC	10 <sup>12</sup> /L
HGB	g/dL
HCT	%
MCV	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
RDW-CV	%
PLT	10 <sup>9</sup> /L
MPV	fL

Normal	
Mean <sup>4</sup>	± Range <sup>5</sup>
6,81	1,00
7,08	1,00
64,90	8,00
21,32	8,00
7,14	5,00
6,39	6,00
0,24	10,00
4,598	0,700
1,509	0,800
0,505	0,500
0,452	0,600
0,016	0,800
4,51	0,30
13,7	0,6
37,9	3,0
84,1	5,0
30,3	2,5
36,2	3,0
15,3	3,0
266	40
8,0	3,0

**1**  
 bg Трайност на отворен флакон: 13 дни  
 cs Stabilita otevřené ampulky: 13 dní  
 da Åben rør stabilitet: 13 dage  
 de Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage  
 el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα  
 es Estabilidad de la cápsula abierta: 13 días  
 et Stabiilsus avatud viaalis: 13 päevade arv  
 fr Stabilité en flacon ouvert: 13 jour  
 hr Stabilnost otvorene bočice: 13 dani  
 it Stabilità della fiala aperta: 13 giorni  
 lt Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dieny  
 lv Atvērt flakonū stabilitāte: 13 dienas  
 no Åpen rør/glass stabilitet: 13 dager  
 pl Trwałość po otworzeniu fiolki: 13 Liczba dni  
 pt Estabilidade após abertura do frasco: 13 dias  
 ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 13 zile  
 ru Стабильность вскрытого флакона: 13 дней  
 sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní  
 sl Stabilnost odprte stekleničke: 13 dni  
 sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana  
 sv Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar  
 tr Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün

**2**  
 Параметър  
 Parametr  
 Parameter  
 Parameter  
 Παράμετρος  
 Parámetro  
 Parameeter  
 Paramètre  
 Parametar  
 Parametro  
 Parametras  
 Parametrs  
 Parameter  
 Kryterium  
 Parâmetro  
 Parametru  
 Параметр  
 Parameter  
 Parameter  
 Parametar  
 Parameter  
 Parametre

**3**  
 Единица  
 Jednotka  
 Enhed  
 Einheit  
 Μονάδα  
 Unidad  
 Ühik  
 Unité  
 Jedinica  
 Unità  
 Vienetas  
 Vienība  
 Einheit  
 Jednostka  
 Unidade  
 Unitate  
 Единица измерения  
 Jednotka  
 Enota  
 Jedinica  
 Einheit  
 Birim

**4**  
 Средно  
 Průměr  
 Middelværdi  
 Mittelwert  
 Μέση  
 Media  
 Keskmine  
 Moyenne  
 Sredstvo  
 Media  
 Vidurkis  
 Nozīmē  
 Middelverdi  
 Średnia  
 Média  
 Medie  
 Среднее  
 Priemer  
 Povprečno  
 Srednja vrednost  
 Medelvärde  
 Ortalama

**5**  
 Обхват  
 Rozsah  
 Område  
 Bereich  
 Αναμενόμενο εύρος α  
 Intervalo  
 Vaheмик  
 Intervalle  
 Raspon  
 Intervallo  
 Intervalas  
 Diapazons  
 Område  
 Zakres  
 Intervalo  
 Interval  
 диапазон  
 Rozsah  
 Območje  
 Opseg  
 Intervall  
 Aralıđı

 **Boule**  
 Boule Medical AB  
 Fagerstagatan 7  
 SE-163 53 Spånga,  
 Sweden