

Boule H50V

Boule Vet-Con-5Diff Normal

CONTROL N

LOT



42609-12

2026-11-05

www.boule.com

Open vial stability: 13 days¹

Parameter ²	Unit ³
WBC (WOC)	10 ⁹ /L
WBC (WIC)	10 ⁹ /L
Neu%	%
Lym%	%
Mon%	%
Eos%	%
Baso%	%
Neu#	10 ⁹ /L
Lym#	10 ⁹ /L
Mon#	10 ⁹ /L
Eos#	10 ⁹ /L
Baso#	10 ⁹ /L
RBC	10 ¹² /L
HGB	g/dL
HCT	%
MCV	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
RDW-CV	%
PLT	10 ⁹ /L
MPV	fL

Normal	
Mean ⁴	± Range ⁵
7.48	1.00
7.90	1.00
60.46	8.00
27.59	8.00
5.44	5.00
6.28	6.00
0.24	10.00
4.778	0.700
2.178	0.800
0.428	0.500
0.495	0.600
0.018	0.800
4.32	0.30
13.6	0.6
37.5	3.0
86.8	5.0
31.4	2.5
36.3	3.0
15.1	3.0
278	40
7.9	3.0

1
 bg Трайност на отворен флакон: 13 дни
 cs Stabilita otevřené ampulky: 13 dní
 da Åben rør stabilitet: 13 dage
 de Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage
 el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα
 es Estabilidad de la cápsula abierta: 13 días
 et Stabiilsus avatud viaalis: 13 päevade arv
 fr Stabilité en flacon ouvert: 13 jour
 hr Stabilnost otvorene bočice: 13 dani
 it Stabilità della fiala aperta: 13 giorni
 lt Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dienų
 lv Atvērt flakonu stabilitāti: 13 dienas
 no Åpen rør/glass stabilitet: 13 dager
 pl Trwałość po otwarciu fiołki: 13 Liczba dni
 pt Estabilidade após abertura do frasco: 13 dias
 ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 13 zile
 ru Стабильность вскрытого флакона: 13 дней
 sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní
 sl Stabilnost odprte stekleničke: 13 dni
 sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana
 sv Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar
 tr Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün

2	3	4	5
Параметър	Единица	Средно	Обхват
Parameter	Jednotka	Průměr	Rozsah
Parameter	Enhed	Middelværdi	Område
Parameter	Einheit	Mittelwert	Bereich
Παράμετρος	Μονάδα	Μέση	Αναμενόμενο εύρος α
Parámetro	Unidad	Media	Intervalo
Parameeter	Ühik	Keskmine	Vahemik
Paramètre	Unité	Moyenne	Intervalle
Parametar	Jedinica	Sredstvo	Raspon
Parametro	Unità	Media	Intervallo
Parametras	Vienetas	Vidurkis	Intervalas
Parametrs	Vienība	Nozīmē	Diapazons
Parameter	Enhhet	Middelverdi	Område
Kryterium	Jednostka	Średnia	Zakres
Parâmetro	Unidade	Média	Intervalo
Parametru	Unitate	Medie	Interval
Параметр	Единица измерения	Среднее	диапазон
Parameter	Jednotka	Priemer	Rozsah
Parameter	Enota	Povprečno	Območje
Parametar	Jedinica	Srednja vrednost	Opseg
Parameter	Enhhet	Medelvärde	Intervall
Parametre	Birim	Ortalama	Aralığı

